



Passion in Health.

Produktsortiment

- | | |
|---|---|
|  Handschuhe |  Inkontinenzprodukte |
|  Schutzbekleidung |  Desinfektion / Pflege |
|  Wundversorgung |  Hygiene / Reinigung |
|  BeeSana® Sets |  Stations- & Patientenbedarf |

Meditrade GmbH

Medipark 1
D-83088 Kiefersfelden
Telefon: +49(0)8033/9760-0
Telefax: +49(0)8033/9760-70

Für Fragen zu unserem Sortiment und weiteren Informationen steht Ihnen unser Customer-Service gerne zur Verfügung:

Telefon: +49(0)8033/9760-0
E-Mail: info@meditrade.de

Sie finden uns im Internet unter www.meditrade.de

Auf unserer Homepage finden Sie nicht nur weitere Informationen über unser Unternehmen, sondern auch unseren aktuellen Produktkatalog.



Suavel® OP PRO

Unsere starken OP-Mäntel
aus SMMS-Verbundmaterial

- Hohe Barrierewirkung
- Verschlussbänder mit Sterikarte
- Steril für Einmalgebrauch




Ausführung und Anwendung

Um den Anforderungen im OP gerecht zu werden, bietet die Meditrade zwei verschiedene OP-Mäntel an. Den **Suavel® OP PRO Standard** und den **Suavel® OP PRO Expert**.
Bei operativen Eingriffen wird beim Tragen des **Suavel® OP PRO Standard** und des **Suavel® OP PRO Expert** der Übergang von Partikeln und infektiösen Material vom Operationsteam zur Operationswunde und umgekehrt verhindert.


Suavel® OP PRO Standard

aus SMMS-Verbundmaterial



Suavel® OP PRO Expert

aus SMMS-Verbundmaterial



Materialzusammensetzung:

- Mantel: Polypropylen SMMS-Verbundmaterial
- Ärmelbündchen: Polyester
- Klettverschluss: Polyester, Polyamid
- Steri-Karte: Vollpappe
- Einschlagtuch: SMS-Verbundmaterial

Haltbarkeit:

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung
(Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen)

- blickdicht
- reißfest
- atmungsaktiv
- steril
- Barrierewirkung

Suavel® OP PRO Standard

SMMS OP-Mantel, steril

Charakteristik

- OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial, 35 g/m², nach DIN EN 13795 SP
- hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalien
- blickdicht, reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv für einen guten Tragekomfort
- Verschlussbänder mit Steri-Karte an der Taille
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Klettverschluss am Nacken
- Einschlagtuch aus SMS mit zwei Papiertücher
- Zählkarten auf der Peelpackung
- steril für den Einmalgebrauch

REF	Größe	Farbe	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
5541	M: 120 x 140 cm	blau	1 Stück	30 Packungen	15295662
5542	L: 130 x 150 cm	blau	1 Stück	30 Packungen	15295679
5543	XL: 150 x 160 cm	blau	1 Stück	30 Packungen	15295685
5544	XXL: 170 x 160 cm	blau	1 Stück	30 Packungen	15295691

Suavel® OP PRO Expert

SMMS OP-Mantel, steril, verstärkt

Charakteristik

- OP-Mantel aus SMMS-Verbundmaterial, 43 g/m², nach DIN EN 13795 HP
- hohe Barrierewirkung gegenüber Flüssigkeiten, Keimen und leichten Chemikalien
- blickdicht, reißfest und gleichzeitig atmungsaktiv für einen guten Tragekomfort
- Verschlussbänder mit Steri-Karte an der Taille
- Trikotbündchen als Ärmelabschluss
- Klettverschluss am Nacken
- Verstärkung im Brust- und Bauchbereich
- Einschlagtuch aus SMS mit zwei Papiertücher
- Zählkarten auf der Peelpackung
- steril für den Einmalgebrauch

REF	Größe	Farbe	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
5551	M: 120 x 140 cm	blau	1 Stück	30 Stück	15295716
5552	L: 130 x 150 cm	blau	1 Stück	30 Stück	15295722
5553	XL: 150 x 160 cm	blau	1 Stück	30 Stück	15295739
5554	XXL: 170 x 160 cm	blau	1 Stück	30 Stück	15295745